

# PHILIPS

## Kniestück

## DreamWear

mit Drehfunktion

HH1122



### Kniestück mit Schnellverschluss oben auf dem Kopf

Das Kniestück mit Schnellverschluss erlaubt es dem Benutzer, die Maske vom CPAP-Schlauch zu lösen, ohne die Maske abnehmen zu müssen. Bei einem nächtlichen Wechsel der Schlafposition kann sich die Maske aufgrund des drehbaren Verbindungsstücks frei bewegen.

#### **Einfache Bedienung**

- Passt in die kreisförmige Öffnung im Maskenrahmen

# Besonderheiten

# Daten

## Komfort und Leistung



Das befestigte Kniestück führt den Schlauch über den Kopf des Benutzers und reduziert so den Luftzug an der Maske. Mit integriertem Ausatemventil.

## Bedienung

Gewährleistung: 90-days

