

PHILIPS

Kniestück

DreamWear

mit Drehfunktion

HH1122



Kniestück mit Schnellverschluss oben auf dem Kopf

Das Kniestück mit Schnellverschluss erlaubt es dem Benutzer, die Maske vom CPAP-Schlauch zu lösen, ohne die Maske abnehmen zu müssen. Bei einem nächtlichen Wechsel der Schlafposition kann sich die Maske aufgrund des drehbaren Verbindungsstücks frei bewegen.

Einfache Bedienung

- Passt in die kreisförmige Öffnung im Maskenrahmen

Besonderheiten

Daten

Komfort und Leistung



Das befestigte Kniestück führt den Schlauch über den Kopf des Benutzers und reduziert so den Luftzug an der Maske. Mit integriertem Ausatemventil.

Bedienung

Gewährleistung: 90-days

