

PHILIPS

Clip magnetiche

Wisp

2 pezzi per confezione

HH1027



Le clip facilitano la regolazione delle bretelle di fissaggio

Clip per bretelle di fissaggio a scatto con linguette regolabili. Per l'applicazione e la regolazione facili e rapide.

Semplicità d'uso

- Le clip per bretelle di fissaggio e il cuscinetto della maschera contengono magneti

Design

- Clip per bretelle di fissaggio a scatto con linguette regolabili

In evidenza

Regolazione facile



Il numero di componenti estremamente ridotto e le clip per bretelle di fissaggio a scatto rendono semplici l'utilizzo e la manutenzione.

Clip magnetiche

Contattare un professionista sanitario prima di utilizzare questa maschera. Alcuni dispositivi medici possono essere influenzati dai campi magnetici. Le clip magnetiche in questa maschera devono essere tenute a una distanza di almeno 50 mm da qualsiasi dispositivo medico attivo, con particolare attenzione per i dispositivi impiantati quali pacemaker, defibrillatori e impianti cocleari. Per ulteriori informazioni, leggere le Istruzioni d'uso incluse nella confezione.

Specifiche

Warning: Magnetic interference

Fare attenzione in presenza di pacemaker:
Prima dell'utilizzo, leggere le Istruzioni d'uso.

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

Design

Applicazione facile: Autoregolazione

Specifications

Materiale delle clip per bretelle di fissaggio:
Copolimero di acetale e magnetite al neodimio

