

PHILIPS

Спейсер

OptiChamber Diamond

В комплекте со средней маской
LiteTouch

Для детей в возрасте 1–5 лет

Для препаратов назначаемых для
терапии

НН1331



Помогает контролировать состояние

Создано для эффективной подачи препарата

Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата непосредственно в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности камеры аэрозоль дольше находится в ней, увеличивая время для вдоха*.

Комфорт

- Маска повторяет контуры лица и имеет удобную форму
- Универсальный мундштук

Повышение эффективности терапия

- Подача препарата в легкие пациента**

Создано для эффективной работы

- Специальные функции облегчают процесс использования и обслуживания
- Клапаны с низким сопротивлением облегчают дыхание
- Использование антистатического материала в спейсере увеличивает время для вдоха

Для часто назначаемых препаратов

- Для часто назначаемых препаратов

Особенности

Позволяет дышать свободнее

Low resistance valves



Спейсер оснащен клапанами с низким сопротивлением, которые беспрепятственно открываются, даже при низкой скорости вдоха у детей, облегчая дыхание ребенка или взрослого человека*.

Комфортная терапия



Сменная маска LiteTouch имеет мягкое покрытие, удобно прилегающее к лицу, обеспечивая комфорт при проведении терапии. А вставка SoftTouch гарантирует герметичность и уменьшает объем утечек лекарства***.

Совместимость



Спейсер OptiChamber Diamond предназначен для распыления часто назначаемых ингаляционных препаратов.

Простота использования и обслуживания



High-flow whistle

Адаптер надежно фиксирует ингалятор, а встроенный свисток сигнализирует о слишком быстром дыхании. Мундштук и адаптер легко снимаются для выполнения чистки.

Для взрослых и детей



Благодаря многоступенчатому дизайну мундштука спейсер OptiChamber Diamond может использоваться как детьми, так и взрослыми.

Подача препарата непосредственно в легкие пациента



Спейсер OptiChamber Diamond создан для улучшенной подачи аэрозольного препарата в легкие пациента, а также обеспечения максимальной эффективности применяемой ингаляционной терапии.

Время для вдоха



Anti-static chamber

Устройство OptiChamber Diamond обеспечивает подачу медицинского препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится в камере, увеличивая время для вдоха*.

Характеристики

Design

Легко использовать: Achieve an effective treatment

Maintenance

Чистка: Warm water and liquid soap

Срок службы: Replace after one year

Package contents

Include: Medium LiteTouch Mask, OptiChamber Diamond

Сведения о продукте

Применение: Children aged 0-18m

Product details

Длина: 14.2 cm (5.6")

Загубник: Interfaces w 22 mm connectors

Объем: 140 ml

Material

Камера: АБС-пластик

Маска LiteTouch: Полиэтилентерефталат (ПЭТ), силикон

Клапаны: Silicone

