

PHILIPS

PAP litiumionbatteri

sett

m/enhetskabel og adaptere

veske

HH1433



Utviklet for å gi færre bekymringer

Avbruddsfri strømforsyning

Utviklet for å gi avbruddsfri strømforsyning til DreamStation- og System One-søvnbehandlingsenhetene.

Passer for reiser

- Lettvint og lett å bære. Bare 1,02 kg.
- Kompakt og lett

Utviklet for å gi trygghet og færre bekymringer

- Integret avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Oppretthold behandlingen også på reisefot

- Lang batterilevetid

Høydepunkter

Passer for reiser



Er enkel å bære med seg, velegnet for camping og reise. Batteripakken bruker strømforsyningen fra Philips-søvnbehandlingsenheten slik at det blir færre ledninger å holde styr på på reisen. Den møter FAA-kravene for reiser med fly.

Ro i sjelen



UPS bidrar til å redusere behandlingsavbrudd. Ved å holde batterisettet kontinuerlig tilkoblet Philips Respiroics-søvnbehandlingsenheten forblir det oppladet og klart til reise eller klart som UPS-beskyttelse.

Kompakt og lett

Passer perfekt i bæreesken.

Administrer behandlingen også når du er på reisefot

Batteripakken gir PAP-enhetene mer enn 14 timers batteritid. Testbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-modus, trykk 10 cm H₂O, ingen oppvarmet befuktning eller oppvarmede rør.

Spesifikasjoner

Mål og vekt

Vekt: 1,02

Service

Garanti: 90-days

Power

Leverer strøm: Kompatibel med DreamStation
Kompatibel med: System One 50- og 60-serien

Mål

Høyde: 13,33

Bredde: 3,17

Dimensions

Depth: 22,86 cm

