

# PHILIPS

## Nenämaski

### DreamWisp

Päälaelta lähtevä letku

Itsestään tiivistävä  
nenäpehmuste

Helposti kiinnitettävä pääremmi

L-koon pehmuste, M-koon  
kehys

HH1144/03



## Nuku mukavasti kaikissa asennoissa

DreamWisp-maski yhdistää päälaelta lähtevän DreamWear-letkumallin pienen kosketuspinnan Wisp-nenäpehmusteeseen, joten voit nukkua yösi rauhassa missä asennossa tahansa.

### Vain vähän osia

- Mukautuva malli ja vain vähän osia
- Helppo kiinnittää ja säätää

### Magneetti liittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

### Avoin näkökenttä

- Lue, katso televisiota tai käytä silmälasia

### Vapaus liikkua


- Antaa nukkua missä asennossa tahansa

### Helppo ja mukava käyttää

- Mukava ja luotettava pehmuste

# Kohokohdat

## Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

## Nuku missä asenossa tahansa



DreamWisp ei häiritse liikkeitäsi, sillä päältaelta kulkeva letku pysyy poissa tieltäsi. Voit vaihdella nukkuma-asentoasi yön aikana vaikkapa kylkiasennosta selin- tai

päinmakuulle. Käyttäjät kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin maski pysyi paikoillaan nukkumisen aikana.

## Suunniteltu minimalistiseksi



DreamWisp-pääremmi on käytössä äärimmäisen miellyttävä, sillä 4-pisteisellä kiinnityksellä se pysyy vakaasti paikoillaan. DreamWispin pehmeä ja kevyt kehys toimii samalla ilmanvaihtokanavana. Koska koskettavia osia on vain muutamia, hoito tuntuu mukavalta eikä häiritse untasi milloinkaan.

## Magneettiliittimet



Apneahoidon on tunnettava mahdollisimman mukavalta, jotta potilaat sitoutuisivat siihen. DreamWispissä on näppärästi kiinnitettävät


ja irrotettavat magneettiliittimet, joten maskin voi pukea helposti milloin tahansa. Käyttäjät kertoivat olevansa tyytyväisimpiä siihen, kuinka helppoa DreamWisp-maskin käyttö on.

## Wisp-pehmuste



DreamWisp yhdistää nenämaskin tehokkuuden, erinomaiseen tiivyyteen ja Wisp-pehmusteiden mukavuuteen. Potilaat ovat tyytyväisiä siihen, kuinka tiiviinä maski pysyy käytön aikana.

## Esteetön näkökenttä



Koska maskin letku lähtee päältaelta, näkökenttäsi on esteetön. DreamWispin kanssa voit lueskella, selata Internetiä tai katsella televisiota ennen nukkumaanmenoa.

# Tekniset tiedot

**Tuotteen tiedot**

**Materiaalit:** Silikoni

**Materiaalit:** Polykarbonaatti

**Materiaalit:** Polyuretaanivaaho

**Materiaalit:** Nailon

**Materiaalit:** Elastaani

**Materiaalit:** Polyesteri

**Materiaalit:** Magneetti (asetaali)

**Takuu:** 90 päivää

**Käyttöpaine:** 4–30 cmH<sub>2</sub>O

**Äänitaso:** 18,7 dBA

**Varaosat**

**Tarkista päivittäin kulumisen varalta:** Vaihda kuluneet osat heti

**Käyttötarkoitus**

**Yli 30 kg painaville potilaille:** Henkilöt, jolle on määrätty CPAP-hoitoa

**Vakava varoitus: magneettinen häiriö**

**Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa:**  
Lue käyttöohje ennen käyttöä

**Kalibrointitiedot**

**Pese käsin miedolla puhdistusaineella:**  
Huuhtelee huolellisesti, anna kuivua tai ripusta kuivumaan

