



Une peau soyeuse, tout simplement, sur le long terme

Évitez la repousse des poils avec Philips Lumea Essential, une solution d'épilation à lumière pulsée pratique et compacte qui peut s'utiliser avec fil. Le capteur SmartSkin conseille l'intensité lumineuse idéale pour votre teinte de peau. Jusqu'à 75% de réduction de la pilosité après seulement 3 séances.** Philips Lumea a été spécialement développé en collaboration avec des dermatologistes pour une utilisation sans danger à domicile.

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Différents types de peaux et de poils adaptés

Sûr et efficace sur le visage et le corps

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Capteur de teint de peau
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Utilisation tout en douceur

Liberté absolue, contraintes minimales

- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire

Points forts

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise la technologie dite de lumière intense pulsée ou IPL, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.

Une peau douce et nette jour après jour







Philips Lumea envoie de légers flashs à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort













Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bihebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances

dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. De plus, ce produit n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application

Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Capteur de teint de peau



Pour une sécurité renforcée, le capteur de type de peau intégré mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte une teinte trop foncée pour ce produit, il arrête automatiquement d'émettre des flashs.

5 réglages d'intensité lumineuse



Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Utilisation tout en douceur



Respecte la peau.

Mode flash Continu & Manuel



Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre,

Aisselles, Maillot

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre

supérieure

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à

votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashs

accidentels

Capteur de couleur de peau: Détecte votre

teint de peau

Mode d'application

Glisser et flasher: Pour des gestes fluides Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur Tamponner et flasher: Pour une utilisation sur les courbes

Alimentation

Tension: 100-240 V

Caractéristiques techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/>
100 000 flashs

Services

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Éléments inclus

Instructions d'utilisation: Mode d'emploi Adaptateur: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Heure de l'application

Demi-jambe: 10 min Aisselle: 2 min Maillot: 3 min

Zones du visage: 2 min

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication 2024-07-13 Version: 2.3.1

EAN: 87 10103 78433 3

www.philips.com

