

PHILIPS

PAP-litiumakku

Sarja

mukana laitteen johto ja
sovittimet

kotelo

HH1433



Tuo mielenrauhaa

Keskeytymätön virransyöttö

Tuottaa keskeytyksettä virtaa DreamStation- ja System One -unihäiriöhoitolaitteille.

Käytännöllinen matkoilla

- Helppo kuljettaa mukana: paino vain 1,02 kg.
- Pienikokoinen ja kevyt

Antaa lisävarmuutta ja mielenrauhaa

- Kiinteä UPS-laite

Hoitoa myös muualla kuin kotona

- Pitkäkestoinen akku

Kohokohdat

Käytännöllinen matkoilla



Kulkee helposti mukana retkeillessä ja matkoilla. Akkupaketti saa virtansa Philipsin unihäiriöhoitolaitteen virtalähteestä, joten virtajohtoja tarvitaan vähemmän. Täyttää FAA:n lentomatkustamista koskevat vaatimukset.

Mielenrauhaa



UPS vähentää hoidon keskeytymisiä. Akkupaketti on koko ajan yhteydessä potilaan Philips Respironics -unihäiriöhoitolaitteeseen, joka pysyy aina ladattuna, käyttövalmiina ja suojattuna virtakatkoksilta.

Pienikokoinen ja kevyt

Sopii kätevästi kuljetuslaukkuun.

Pidä huolta hoidosta myös matkoilla

Akkupaketista riittää virtaa PAP-laitteisiin yli 14 tunnin ajaksi. PAP-laitteen käyttöajan testausolosuhteet: CPAP-tila, paine 10 cm H₂O, ei lämmitettyä kosteutusta tai letkua.

Tekniset tiedot

Mitat

Korkeus: 13,33

Leveys: 3,17

Syvyys: 22,86 cm

Virta

Toimii virtalähteenä: Yhteensopiva

DreamStation-laitteen kanssa

Yhteensopivuus: System One 50- ja 60 -sarjat

Paino ja mitat

Paino: 1,02

Huolto

Takuu: 90 päivää

