

# PHILIPS

## Näskudde

## Wisp

### Medium

HH1039



## Utformad för barn

Kudden är utformad för att passa formen på barnets ansikte och näsa. Den automatiska tätningstekniken ger minimal hudkontakt och utmärkt tätning.

### Design

- Ändrad form på kudden för att den ska passa ett barns ansikte och näsa
- För enklare maskjustering

# Funktioner

## Mjuk och bekväm

Alla tre kuddstorlekarna passar i samma ram

## Innovativ Läckagekorrigering

Läckagekorrigeringsspaken gör det möjligt att justera masken utan att ta bort den eller väcka barnet.

## Design

**Storlek:** Medium

## Service

**Garanti:** 90-days

# Specifikationer

