

PHILIPS

Strømforsyning

System One

80 watt

(ikke inkludert
vekselstrømsledning)

HH1417



Forsyne enheten med strøm

Det kreves en 80-watt strømforsyning når du bruker System One 60-serien med den oppvarmede fukteren OG den oppvarmede slangen. Det trengs en kompatibel vekselstrømsledning for å plugge strømforsyningen i vegguttaket.

Ekstern strømkilde

- Bruk med vekselstrømsledningen HH1420/00

Høydepunkter

80 W strømforsyning

Avhengig av hvorvidt den oppvarmede slangen brukes er det to tilgjengelige alternativer for strømforsyning til System One 60-serien: – Ekstern 60 watt strømforsyning for System One 60-serien –

Ekstern 80 watt strømforsyningen for System One 60-serien. 80 W strømforsyningen er nødvendig for å kunne varme opp slangen.

Spesifikasjoner

Drift

Strømforsyning: Bruk sammen med System One 60-serien

Service

Garanti: 90-days

