

# PHILIPS

## Hodestropp

## Amara Gel

Standard størrelse



HH1220



### Når den er justert riktig, klikkes den på plass

Den dekkende Amara-ansiktsmasken består av langt færre deler enn de ledende tradisjonelle, dekkende ansiktsmaskene. Hodestroppen demonteres og monteres på nytt med bare ett klikk.

#### **Minimalistisk utforming**

- 60 % færre deler

# Høydepunkter

## Enkelhet

Med bare fire deler er den rask og enkel å montere og rengjøre.

# Spesifikasjoner

## Beskrivelser

### Hodestroppmateriale:

UBL/uretanskum/nylon og Lycra

**Rengjøring: hodedel, rør:** Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tork

## Utforming

**Færre deler:** Komfort

## Consumer Trade Item

GTIN: 606959007185

Country of origin: CN

Harmonized system code: 90189084

## Pappkartong

GTIN: 20075020086925

## Service

**Garanti:** 90 dager

## Annet

GTIN: 50075020098202

