

PHILIPS

Oppvarmet fukter

Inkludert vannkammer

HH1414



Gir deg økt komfort

Innovasjon som bygger på erfaring

Denne monterbare fukteren er lett å bruke og håndtere og tilfører luftfuktighet, slik at du oppnår økt komfort når du sover. Den kan kobles til en oppvarmet slange, slik at behandlingsluften som går fra slangen til masken, holdes varm

Suveren komfort takket være optimaliserte fuktighetsnivåer

- Adaptiv modus

Dry Box-teknologi

- For å bidra til å redusere vannskadefaren

Brukervennlig utforming

- Utformet for å gjøre den daglige bruken enkel

Høydepunkter

Dry Box-teknologi



Isolerer vann fra enheten: dersom det for eksempel kommer vann fra vannkammeret, er Dry Box utformet for å holde vannet mellom veggene i enheten for å unngå at det går vann gjennom enhets- og fuktertilkoblingen.

Fuktoptimalisering



Kan angis til standard fast oppvarming – for å opprettholde ett varmenivå hele natten – eller i adaptiv modus, der enheten overvåker

omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og pasientgjennomstrømningen for å kunne tilpasse varmenivåene etter behov.

Enkel fukter



Toppfestet svingfesteslangetilkobling som roterer 180° for å gi bevegelsesfrihet. Kompatibel med 22 eller 15 mm slangen eller den oppvarmede 15 mm slangen. Lett å komme til vannbeholderen Enkel tilgang til vannbeholderen i én del for påfylling og rengjøring. Kan forvarmes

Mål

Høyde: 17,78

Bredde: 14,61

Dybde: 8,26 cm

Utforming

Detachable humidifier: Tas av ved reise

Humidifier and water chamber: Forbedret komfort

Simplified design: Lett å komme til vannbeholder

Top-mounted hose outlet: Dreier 180 grader for bevegelsesfrihet

Service

Garanti: 2 years

Kompatibilitet

Hose options: 22 eller 15 mm

