

# PHILIPS

## Pääremmit

### Wisp

Pieni koko

HH1026



## Kiinni napsautettavat pääremmit helpottavat säätämistä

Joustava päälakiremmi ja kiinteä letkunpidike. Itsesäätyvä remmiosa istuu luontevasti.

### **Magneetti liittimet**

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

### **Muotoilu**


- Istuu yksilöllisen mukavasti

# Kohokohdat

## Magneettiliittimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutuksista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutuksista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

## Helppo säätää



Itsesäätävä yläremmi, jossa on letkun pidikkeenä toimiva silmukka

# Tekniset tiedot

## Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa: Lue käyttöohje ennen käyttöä.

## Tekniset tiedot

### Pääremmin materiaali:

UBL/uretaanivaaho/nailon/elastaani/termoplastinen nailon

**Puhdistaminen: pääremmi, letku:** Pese käsin miedolla puhdistusaineella, huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

## Muotoilu

**Mukavuus:** Itsesäätävä

## Huolto

**Takuu:** 90 päivää

