

PHILIPS

Kestokäyttöinen
siitepölysuodatin

DreamStation Go

Suodattaa huone- ja siitepölyä

Vaihda 6 kuukauden välein

88 %:n teho 7–10 µm:n
hiukkaskoossa

Kaksoispakkaus

HH1453



Kestokäyttöinen suodatin

Philipsin kestäkäyttöiset vaihtosuodattimet puhdistavat hengitysilmaa suodattamalla huone- ja siitepölyä, homeitiöitä ja lemmikkieläinten hilsettä 88 %:n tehokkuudella, kun hiukkaskoko on 7–10 mikrometriä.

Kestokäyttöinen suodatin

- Kestokäyttöinen ilmansuodatin

Kohokohdat

Tekniset tiedot

Kestokäyttöinen ilmansuodatin



Vaihda kestäkäyttöinen DreamStation Go -suodatin 6 kuukauden välein.

Tekniset tiedot

Varaosat: 6 kk:n välein

Suodatinmateriaali: 100 % polyesteria

Suodattimen tehokkuus: 88 %:n teho 7–10 µm:n hiukkaskoossa

Pakkauksen tiedot

Sisältö: Mukana 6 suodatinta

Osanumero

Kestokäyttöinen suodatin: 1133743

Huolto

Takuu: 90-days

Yhteensopivuus

PAP-järjestelmä: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

