

# PHILIPS

## 30-Tage-Einmal-Feinfilter

### DreamStation Go

Zur Filterung von Staub, Pollen & mehr

Austausch alle 30 Tage

Effizienz von 95% bei  $<lt/> 0,7 \mu\text{m}$

HH1454



## 30-Tage-Feinfilter

Die austauschbaren 30-Tage-Einmal-Feinfilter von Philips dienen der Reinigung der Atemluft. Staub, Pollen, Schimmelsporen, Haustierschuppen und vieles mehr werden mit einer Effizienz von 95% bei 0,5 bis 0,7  $\mu\text{m}$  herausgefiltert.

### **30-Tage-Einmal-Feinfilter**

- 30-Tage-Feinfilter

# Besonderheiten

## 30-Tage-Feinfilter



Wenn Sie die Filterleistung Ihres portablen Schlaftherapiegeräts DreamStation Go erhöhen möchten, probieren Sie die 30-Tage-Einmal-Feinfilter aus.

# Daten

## Bedienung

Gewährleistung: 15 Tage

## Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP

## Technische Daten

Austausch: Alle 30 Tage

Filtermaterial: Synthetikfasergemisch

Filtereffizienz: Effizienz von 95% bei 0,5 bis 0,7  $\mu\text{m}$

## Packungsinformationen

Inhalt: Umfasst 2 Filter

## Teilenummer

30-Tage-Einmal-Feinfilter: 1133744

