

PHILIPS

30-Tage-Einmal-Feinfilter

DreamStation Go

Zur Filterung von Staub, Pollen & mehr

Austausch alle 30 Tage

Effizienz von 95% bei
<lt/> 0,7 μm

6er-Pack

HH1454



30-Tage-Feinfilter

Die austauschbaren 30-Tage-Einmal-Feinfilter von Philips dienen der Reinigung der Atemluft. Staub, Pollen, Schimmelsporen, Haustierschuppen und vieles mehr werden mit einer Effizienz von 95% bei 0,5 bis 0,7 μm herausgefiltert.

30-Tage-Einmal-Feinfilter

- 30-Tage-Feinfilter

Besonderheiten

30-Tage-Feinfilter



Wenn Sie die Filterleistung Ihres portablen Schlaftherapiegeräts DreamStation Go erhöhen möchten, probieren Sie die 30-Tage-Einmal-Feinfilter aus.

Daten

Technische Daten

Austausch: Alle 30 Tage

Filtermaterial: Synthetikfasergemisch

Filtereffizienz: Effizienz von 95% bei 0,5 bis 0,7 µm

Packungsinformationen

Inhalt: Umfasst 2 Filter

Teilenummer

30-Tage-Einmal-Feinfilter: 1133744

Bedienung

Gewährleistung: 15 Tage

Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP

