

PHILIPS

Huvudband

Pico

Reducerad storlek

HH1035



Enkel klickjustering av huvudbandet

Slimmat huvudband med inbyggt pannstöd och stabiliserande remmar.

Enkel att justera

- Personanpassad och bekväm passform

Funktioner

Enkel att justera

Självjusterande med rem

Specifikationer

Specifikationer

Huvudbandsmaterial:

UBL/uretanskum/nylon/lycra

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Design

Komfort: Självjusterande

Service

Garanti: 90-days

