

PHILIPS

Batterie pour
voyager partout

DreamStation Go

Autonomie jusqu'à 2 nuits

Taille réduite

Poids réduit (696 g)

HH1450



Traitement par PPC partout en toute autonomie

Déplacez-vous en toute liberté

Poursuivez votre traitement par PPC partout grâce à l'autonomie de la batterie DreamStation Go (pouvant aller jusqu'à 2 nuits). Taille et poids réduits.

Compacte et légère

- Compacte et légère

Points forts

Compacte et légère

Si vous prévoyez de voyager avec un accès limité à une alimentation électrique (en avion, en trek...), la batterie de l'appareil DreamStation Go vous aide à poursuivre votre traitement grâce à son autonomie pouvant aller jusqu'à 2 nuits (13 heures)*. Vous pouvez ainsi profiter de vos activités favorites sans avoir à vous soucier de l'impact sur l'observance et les bénéfices de votre

traitement. Un étui de voyage spécifique est disponible pour transporter facilement la DreamStation Go et sa batterie. *Conditions de test de l'autonomie de l'appareil de PPC: mode PPC, pression de 10 cmH₂O, circuit de 12 mm, fuite de 37 l/min, température ambiante de 23,0 °C à une altitude de 500 mètres.

Caractéristiques

Informations techniques

Poids: 696 g

Tension de sortie: 18-24,6 Vcc

Technologie de la batterie: Lithium-ion

Gamme de tension d'entrée: 100-240 Vca, 50/60 Hz, 1,0-2,0 A

Puissance de sortie: 50 W

Autonomie: > 8 heures

Cycle de vie minimum: 500 cycles

Temps de recharge: <lt/> 5 heures

Référence

Batterie: 1133281

Entretien

Garantie: 1 year

Compatibilité

Système de PPC: Appareil de PPC DreamStation Go, AutoPAP

