

# PHILIPS

## Pääremmi

## Nuance

Kangas

Normaali koko

HH1105



## Uusi vaihtoehto parempaan uneen

Innovatiivinen liukumaton remmiosa on suunniteltu pysymään paikallaan unen aikana

### **Pysyy paremmin paikoillaan**

- Pysyy paikallaan unen aikana.

# Kohokohdat

## Liukumattomat pääremmit

Nuance on suunniteltu tuntumaan miellyttävältä ja mukavalta.

# Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

**Pääremmin materiaali:** Nailon-UBL/uretaanivaaho/elastaani

**Pääremmin puhdistaminen:** Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

## Muotoilu

**Pysyy paikallaan:** Kevyt, Liukumattomat pääremmit

## Huolto

**Takuu:** 90 päivää

