

PHILIPS

Pääremmi

Nuance Pro

Kangas

Normaali koko

HH1107



Uusi vaihtoehto parempaan uneen

Innovatiivinen liukumaton remmiosa on suunniteltu pysymään paikallaan unen aikana

Pysyy paremmin paikoillaan

- Pysyy paikallaan unen aikana.

Kohokohdat

Liukumattomat pääremmit

Nuance on suunniteltu tuntumaan miellyttävältä ja mukavalta.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pääremmin materiaali: Nailon-UBL/uretaanivaaho/elastaani

Pääremmin puhdistaminen: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Muotoilu

Pysyy paikallaan: Kevyt, Liukumattomat pääremmit

Huolto

Takuu: 90 päivää

