

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Essential

Pour le corps et le visage

15 minutes pour les demi-jambes

Durée de vie
>100 000 flashes

Cordon extra-long

SC1996/11



Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils pour avoir la peau lisse chez soi

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Facile à utiliser

- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- S'adapte à votre teint de peau

Douceur longue durée

- L'efficacité sans effort
- Une peau douce et nette jour après jour

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous

Rapide, sûr et efficace sur le corps et le visage

- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Embout pour le corps : utilisation rapide (15 min pour deux demi-jambes)
- Capteur de type de peau pour une sécurité renforcée
- Accessoire de précision pour plus de sécurité sur le visage

Points forts

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

L'efficacité sans effort




Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

5 réglages d'intensité lumineuse



Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Mode flash Continu & Manuel



Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu.

Capteur de teint de peau

Pour une sécurité renforcée, le capteur de type de peau intégré mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte une teinte trop foncée pour Lumea Essential, il arrêtera automatiquement d'émettre des impulsions lumineuses.

Technologie de lumière intense pulsée

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a

travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Accessoire de précision (2 cm²)

Grâce au filtre de lumière intégré supplémentaire, il peut être utilisé pour épiler les poils du visage en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton, les joues et les autres zones sensibles.

Grand embout pour le corps (4 cm²)



Le grand embout pour le corps permet de flasher plus rapidement les zones étendues telles que les jambes.

Types de peaux et de poils adaptés

Geeignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der Integrierte Hauttonsensor bietet die Bestimmung der dunkelsten Hauttöne an. Er misst den Grad der Dunkelheit der Haut. Ein dunklerer Hautton führt zu einer höheren Intensität der Lichtimpulse.				
Haarfarbe / Couleur de la peau		1	2	3	4	5
Farbe des Epilierers / Couleur de la peau	1	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	
6	●	●	●	●	●	
7	●	●	●	●	●	
8	●	●	●	●	●	
9	●	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	●	
11	●	●	●	●	●	
12	●	●	●	●	●	
13	●	●	●	●	●	
14	●	●	●	●	●	
15	●	●	●	●	●	
16	●	●	●	●	●	
17	●	●	●	●	●	
18	●	●	●	●	●	
19	●	●	●	●	●	
20	●	●	●	●	●	
21	●	●	●	●	●	
22	●	●	●	●	●	
23	●	●	●	●	●	
24	●	●	●	●	●	
25	●	●	●	●	●	
26	●	●	●	●	●	
27	●	●	●	●	●	
28	●	●	●	●	●	
29	●	●	●	●	●	
30	●	●	●	●	●	
31	●	●	●	●	●	
32	●	●	●	●	●	
33	●	●	●	●	●	
34	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	
36	●	●	●	●	●	
37	●	●	●	●	●	
38	●	●	●	●	●	
39	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	
41	●	●	●	●	●	
42	●	●	●	●	●	
43	●	●	●	●	●	
44	●	●	●	●	●	
45	●	●	●	●	●	
46	●	●	●	●	●	
47	●	●	●	●	●	
48	●	●	●	●	●	
49	●	●	●	●	●	
50	●	●	●	●	●	

Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de couleur de peau: Détecte votre teint de peau

Mode d'application

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

Alimentation

Tension: 100-240 V

Fonctionnement sur secteur

Caractéristiques techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 100 000 flashes

Accessoires

Embout de précision (2 cm²): Pour une utilisation sous les yeux

Embout pour le corps (4 cm²): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Services

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Éléments inclus

Instructions d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Stockage: Étui

Adaptateur: 24 V / 1500 mA

Heure de l'application

Demi-jambe: 8 min

Flash Continu & Manuel: Pour une application pratique

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Zones du visage: 1 min

