

PHILIPS

Hodestropp

Wisp

Redusert størrelse

HH1026



Hodestropp som tilpasses med et klikk

Elastisk hodestropp med integrert rørholder. Tilpasses automatisk og gir en naturlig passform.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

Utforming


- Personlig, komfortabel tilpasning

Høydepunkter

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

Lett å tilpasse



Selvjusterende toppstropp med rørholderløkke

Spesifikasjoner

Advarsel: Magnetisk interferens

Ta hensyn til pacemakere: Read IFU's before use.

Beskrivelser

Hodestroppmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon-termoplast

Rengjøring: hodedel, rør: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Utforming

Komfort: Selvjusterende

Service

Garanti: 90-days

