

PHILIPS

Strömförsörjning

System One

80 W

(växelströmsladd ingår inte)

HH1417



Ge enheten ström

80-wattsnätaggregatet krävs när du använder System One 60-serien med uppvärmd luftfuktare och den uppvärmda slangen. En kompatibel växelströmsladd krävs för att ansluta nätaggregatet till ett vägguttag.

Extern strömförsörjning

- Använd med växelströmsladd HH1420/00

Funktioner

80 watts strömförsörjning



Beroende på om en uppvärmd slang används eller inte finns det två alternativa strömförsörjningar för System One 60-serien: -

extern 60 watts strömförsörjning för System One 60-serien - extern 80 watts strömförsörjning för System One 60-serien. 80 watts-strömförsörjningen krävs för att värma slangen.

Specifikationer

Effekt

Strömförsörjning: Använd med System One 60-serien

Service

Garanti: 90-days

