

PHILIPS

Ultrafint filter

System One

6-pakning

HH1421



Ekstra filteregenskaper

Design som bygger på erfaring

Totrinns luftfiltreringssystem til System One 6+-serieenheten for alternativ filtrering av spesielt fine partikler.

Ekstrafiltring av spesielt fine partikler

- Enkelt å feste og fjerne

Høydepunkter

Kan byttes

For best mulig utbytte av System One-enheten. Bør brukes sammen med det gjenbrukbare pollen-/skumfilteret for å forhindre at fine

partikler trenger inn i enheten. Bør byttes etter 30 netters bruk eller før, dersom det viser tegn på å være skadet eller tilsusset.

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 90-days

Design

Ultrafint filter: for System One 60-serien

