

PHILIPS

Heldekkende
ansiktsmaske

Amara View

Enkeltpakke

Mellomstor puten

m/hodestropp

HH1222



Gled deg over visningen

Med den nyskapende utformingen som går under nesen, hindrer ikke Amara View synsfeltet, og du unngår røde merker, ubehag og irritasjon over neseryggen

Nyskapende utforming som går under nesen

- Komfort og ytelse

Uhindret synsfelt, slik at du kan bruke briller og lese

- Bredest synsfelt blant de ledende heldekkende ansiktsmaskene

Det minste og letteste alternativet

- Dekker ansiktet i mindre grad enn noen andre ledende heldekkende ansiktsmasker

Høydepunkter

Minst og lettest alternativ



Amara View er mindre* og lettere** enn tradisjonelle heldekkende ansiktsmasker. Den dekker derfor mindre av ansiktet enn tilsvarende masker, samtidig som du slipper den klumpete puten og bøylen foran øynene.
* Intern testing: data på fil ** Gjelder ikke Amara View-røret med hurtigkobling

Nyskapende utforming



Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon på neseryggen

Uhindret synsfelt



Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.

Spesifikasjoner

Nyskapende utforming

Bredt synsfelt: Bruk briller, les eller se på TV

Utforming som går under nesen

Komfort og ytelse: Forhindrer røde merker

Beskrivelser

Sound pressure level: 24,2 DBA

N° of parts: Fire

Putemateriale: Flytende silikongummi (LSR)

Hodestroppmateriale: Polyuretan, nylon-Lycra

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengjøring: hodedel, rør: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Materiale i hodedelklemmer/rør: Termoplast polyester elastomer

Materiale i hurtigkoblingsfunksjonen:

Polyoksymetylen (acetal)

Frame/Elbow/Swivel material: Polykarbonat

Driftstrykk: 4–20 cmH2O

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt;/>30kg: with CPAP prescription

Utforming

Stille ekshalasjon: Dreibart 360°-graders vinkelrør

Hodestropp: Enkel justering

Kontraindikasjoner:

svekket hosterefleks: svekket kardial sfinkter

Nylig øyeoperasjon, tørre øyne,; hiatal brokk, kraftig refluks

Service

Garanti: 90-days

