

# PHILIPS

## Näsmask

### DreamWisp

Slang som är placerad ovanpå huvudet

Kudde med automatisk tätning

Huvudband som är lätt att sätta fast

Kudde - Medium, ram - Medium

HH1144/02



## Sov bekvämt oavsett sovställning

DreamWisp har utformats för att hjälpa dig att sova bekvämt oavsett sovställning. Om du kombinerar DreamWear-designen med slangens ovanpå huvudet med Wisp-näskudden med minimal kontakt får du DreamWisp som ger dig friheten att sova i vilken ställning som helst hela natten.

#### Få delar

- Rätt passform med få delar
- Enkel att fästa och justera

#### Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

#### Öppet synfält

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

#### Vapaus liikkua


- Sov i vilken ställning du vill

#### Bekväm och lättanvänd

- Kudde med komfort och trygghet

# Funktioner

## Magnetiska knäppen



Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

## Sov i vilken ställning du vill



Tack vare den revolutionerande DreamWisp-designen där masken är placerad ovanpå huvudet får du större rörelsefrihet. Du kan ändra sovställning som du vill under natten:

från att ligga på sidan till att ligga på mage. Användarna sa att de var mycket nöjda med hur bra masken satt kvar på natten när de sov.

## Utformad med få delar



DreamWisp-huvudbandet är utformat för att ge dig utmärkt komfort. Fyrpunktshuvudbandet är utformat för stabilitet med få delar och den mjuka och lätta ramen fungerar även som luftflödeskanal för DreamWisp. Det innebär att färre komponenter kommer i kontakt med dig när du sover så att du kan njuta av din bekväma terapi - hela natten, varje natt.

## Magnetiska knäppen



För att du ska kunna fortsätta med din sömnterapi måste det vara enkelt att göra det. DreamWisp har magnetiska knäppen som går

snabbt och enkelt att sätta fast och ta loss. Det gör det enkelt att ta av och sätta på dig masken, när du vill. Användarna sa att de var mycket nöjda med hur enkelt det var att använda DreamWisp-masken.

## Wisp-kudden



DreamWisp kombinerar prestanda hos en näsmask med en minimalt invasiv design, utmärkt tätning och den bekväma Wisp-kuddtekniken. Patienter är mycket nöjda med hur bra masken håller tätt vid användning.

## Fritt synfält



Den unika designen där slangen är placerad ovanpå huvudet ger dig fritt synfält. Med DreamWisp kan du läsa, surfa på internet eller titta på TV när du ska somna.

# Specifikationer

## Produktdetaljer

Material: Silikon

Material: Polykarbonat

Material: Polyuretanskum

Material: Nylon

Material: Spandex

Material: Polyester

Material: Magnet (acetal)

Garanti: 90 dagar

Drifttryck: 4–30 cmH<sub>2</sub>O

Ljudnivå: 18,7 dBA

## Byte

Kontrollera om det förekommer dagligt slitage:

Byt ut vid första tecken på slitage

## Avsedd användning

För patienter (<gt/>66 lbs/30 kg): som CPAP-behandling har förskrivits för

## Varning: magnetiska störningar

Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

## Kalibreringsdata

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel:

Skölj noggrant, häng upp eller lufttorka

