

PHILIPS

Heldekkende
ansiktsmaske

Amara View

Enkeltpakke

Liten pute

m/hodestropp

HH1221



Gled deg over visningen

Med den nyskapende utformingen som går under nesen, hindrer ikke Amara View synsfeltet, og du unngår røde merker, ubehag og irritasjon over neseryggen

Nyskapende utforming som går under nesen

- Komfort og ytelse

Uhindret synsfelt, slik at du kan bruke briller og lese

- Bredest synsfelt blant de ledende heldekkende ansiktsmaskene

Det minste og letteste alternativet

- Dekker ansiktet i mindre grad enn noen andre ledende heldekkende ansiktsmasker


Høydepunkter

Minst og lettest alternativ



Amara View er mindre* og lettere** enn tradisjonelle heldekkende ansiktsmasker. Den dekker derfor mindre av ansiktet enn tilsvarende masker, samtidig som du slipper den klumpete puten og bøylene foran øynene. * Intern testing: data på fil ** Gjelder ikke Amara View-røret med hurtigkobling

Nyskapende utforming



Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon på neseryggen

Uhindret synsfelt



Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 90-dager

Utforming

Stille ekshalasjon: Dreibart 360°-graders vinkelrør

Design

Hodestropp: Enkel justering

Innovative design

Comfort and performance: Forhindrer røde merker

Bredt synsfelt: Bruk briller, les eller se på TV

Under-the-nose design

Komfort og ytelse: Forhindrer røde merker

Specifications

Sound pressure level: 24,2 DBA

Materiale i hodedelklemmer/rør: Termoplast polyester elastomer

Materiale i hurtigkoblingsfunksjonen:

Polyoksymetylen (acetal)

Frame/Elbow/Swivel material: Polykarbonat

Driftstrykk: 4–20 cmH2O

Beskrivelser

N° of parts: Fire

Cushion material: Flytende silikongummi (LSR)

Headgear material: Polyuretan, nylon-Lycra

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP prescription

Contraindications:

svekket hosterefleks: svekket kardial sfinkter

Nylig øyeoperasjon, tørre øyne, hiatal brokk, kraftig refluks

