

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Prestige

Pour le corps, le visage et le maillot

15 minutes pour les demi-jambes

> 250 000 flashes

Appareil sans fil

SC2009/00



Une peau lisse en permanence*

D'une efficacité inégalée, l'épilateur à lumière pulsée sans fil Philips Lumea Prestige fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous
- Convient à de nombreux types de peau et de poils

Doux et efficace sur le corps, le visage et la zone du maillot

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Accessoire visage pour une épilation sûre du visage
- Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide
- Accessoire spécial pour l'épilation de la zone du maillot
- Utilisation tout en douceur

Liberté absolue, contraintes minimales

- Sans fil, ultra-pratique
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables


Points forts

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les deux semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre

les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application

Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Flashage rapide des jambes



Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide sur les zones étendues telles que les jambes.

Une sécurité accrue sur le visage



L'accessoire visage a son propre verre filtrant intégré pour une utilisation sûre et pratique sur la lèvre supérieure, le menton et les joues. Il peut également être utilisé sur les autres zones sensibles du corps comme les aisselles et les autres zones difficiles d'accès.

Accessoire maillot



Accessoire spécial maillot pour un traitement efficace de la zone du maillot, dont les poils sont généralement plus épais que ceux des jambes.

Utilisation tout en douceur



Respecte votre peau.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Mode d'application

Glisser et flasher: Pour une application pratique

Utilisation avec ou sans fil: Sans fil

Tamponner et flasher: Pour une utilisation sur les courbes

Alimentation

Tension: 100-240 V

Temps de charge: 100 min

Autonomie: 370 flashes minimum

Caractéristiques techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 250 000 flashes

Accessoires

Embout pour le corps (4 cm²): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Accessoire maillot (2 cm²): Pour une utilisation

sur la zone du maillot

Accessoire visage (2 cm²): Pour une utilisation en toute sécurité sur le visage

Services

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Éléments inclus

Instructions d'utilisation: Mode d'emploi

Chargeur: Chargeur multi-tension

Stockage: Étui de luxe

Accessoire: Tissu de nettoyage

Heure de l'application

Demi-jambe: 8 min

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Zones du visage: 1 min

