

PHILIPS

12 V likestrømsledning
System One 60-serien

inkl. batteriadapterkabel

HH1400



Velegnet på reise

Bruke enheten uten tilgang på vekselstrøm

Bruk ledningen for å forsyne Philips Respironics System One 60-serien med strøm fra alternative strømkilder, som 12-volts likestrømuttaket i bilen eller fra et kompatibelt batteri. Godt egnet for personer som reiser mye, campere og langtransportsjåfører.

Kompatibilitet

- Kan kobles til en standard sigarettener

Frihet til å bruke enheten når du er på farten

- Trenger ikke strømledning

Høydepunkter

Universell

Inkludert batteriadapter (alligator-klemmer)

Kun med System One 60-serien

Ta systemet med deg på reisen og fortsett å få utbytte av PAP-behandlingen uansett hvor du befinner deg. Disse kablene er ideelle på

reise, ettersom du har muligheten til å enten bruke batteripakken eller 12 V-sigaretteneren som strømforsyning. Alligator-klemmekabelen er ment å brukes med et marint dypsyklusbatteri.

Spesifikasjoner

Innhold i pakke

2 replacement fuses
Battery adapter cable
Shielded DC cord

Beskrivelser

Battery adapter cable: 5
Length of DC cord: 2

Service

Garanti: 90-days

