

PHILIPS

Vannbeholder for
System One

HH1418

 Product Picture

Forenklet fukting for forbedret komfort

Enkel håndtering av vann

En vanntett og avtakbar beholder legger til rette for vannbehandling – forblir tett også når den tippes eller snus opp–ned. Vannbeholderen kan demonteres for rengjøring. De to lokkene som følger med, gjør vannbeholderen kompatibel med både 50- og 60- serien.

En forseglet, avtakbar beholder gjør vannhåndteringen enkel

- Beholderlokk og –sokkel tas fra hverandre ved rengjøring

Brukervennlig kammerdesign

- Kammerlokk og –sokkel tas fra hverandre ved rengjøring. Kan vaskes i oppvaskmaskin.

Høydepunkter

Enkelt vedlikehold

Den avtakbare beholderen kan demonteres for rengjøring og vaskes i oppvaskmaskin

Lettstelt

Kammerlokk og -sokkel tas fra hverandre ved rengjøring. Kan vaskes i oppvaskmaskin.

Spesifikasjoner

Utforming

Simplified design: Lett å komme til for å rengjøre, Lett å komme til for å fylle på, Lett å komme til vannbeholder
Én del: Enkelt vedlikehold

Service

Garanti: 90-days

