

# PHILIPS

Wisp CPAP -nenämaski  
ja pääremmi

Pakkaus

3 nenätyynykokoa (S/M, L, XL)

mukana pääremmit

HH1024



## Tehokkuuden uusi ilme.

Wisp-maskin innovatiivinen Auto-Seal-tekniikka mukautuu jokaiseen liikkeeseesi. Maski pysyy erittäin tiiviinä, joten voit nukkua levollisesti.

### **Magneettiliittimet**

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

### **Avoim näkökenttä**

- Voit lukea, katsoa televisiota tai käyttää silmälasia

### **Pienikokoinen**

- Wisp sopii yli 98 prosentille käyttäjistä\*

### **Tehokkuus ja mukavuus**

- Nopeuttaa ja helpottaa säätämistä.

## Kohokohdat

### Lisää itsenäisyyttä




Sulavalinjaisessa Wisp-maskissa otsapehmustetta ei tarvita lainkaan, joten näkökenttä on entistä vapaampi.

### Pienikokoinen malli istuu luontevasti



Anatomisesti muotoiltu pehmustetyyny asettuu nenänvarren alaosaan ja tiivistää maskin tehokkaasti, vaikka koskettaakin ihoa vain vähän.\* Vahvistettu antropometrisen tietokannan avulla

### Yksinkertainen mutta tiivis maski



Muotoilu ja pääremmien liittimet helpottavat käyttöä ja puhdistusta.

### Magneettiliittimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

### Tekniset tiedot

**Käyttöpaine:** 4–30 cmH<sub>2</sub>O

**Äänenpainetaso:** 19 dBA

**Osien määrä:** Kuusi

**Pehmusteen materiaali:** Silikoni/polykarbonaatti

**Pääremmin materiaali:**

UBL/uretaanivaaho/nailon/elastaani/termoplastinen nailon

**Letkun materiaali:** Termoplastinen polyesterielastomeeri

**Kehyksen materiaali:**

Nailon/elastaani/uretaanivaaho

**Kääntyvän liitännän materiaali:**

Silikoni/polykarbonaatti

**Puhdistusohjeet:** **maski:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Puhdistaminen:** **pääremmi, letku:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

**Kulmakappaleen / kääntyvän liitännän materiaali:**

Polykarbonaatti

**Käyttöpaine:** 4–20 cmH<sub>2</sub>O

**Pääremmin liittimien materiaali:** Asetaali-

kopolymeeri

### Käyttötarkoitus

Yli 30 kg painaville potilaille: with CPAP prescription

### Pienikokoinen

**Helppo säätää:** Quiet exhalation

### Muotoilu

**Pienikokoinen:** Easy fitting and adjustment

**Mukavuus:** Elastic crown strap

**Patentoitu muotoilu:** Anatomisesti muotoiltu nenätyyny

**Hiljainen uloshengitysäni:** 360 astetta kääntyvä kulmakappale

### Huolto

**Takuu:** 90-days

