

PHILIPS

Mascarilla oronasal

Amara View

Pack individual

Almohadilla pequeña

con arnés

HH1221



Disfruta de las vistas

Gracias al innovador diseño que no cubre la nariz, Amara View ofrece un campo de visión abierto y evita las marcas rojas, la incomodidad o la irritación del puente nasal. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño innovador que no cubre la nariz

- Comodidad y rendimiento

Campo de visión despejado que permite llevar gafas y leer

- Amara View es la mascarilla más ligera y pequeña del mercado de mascarillas oronasales.

La opción más compacta y ligera

- Ocupa menos superficie del rostro que cualquier otra máscara de las principales marcas del mercado.

Destacados

La opción más compacta y ligera



Amara View es más compacta* y ligera** que las mascarillas oronasales tradicionales, cubre menos superficie de la cara que las mascarillas equivalentes y no tiene almohadillas voluminosas ni monturas delante de los ojos. * Prueba interna: datos en archivo ** No se incluye el tubo de desmontaje rápido de Amara View

Un diseño innovador



Evita la aparición de marcas rojas en la cara, la incomodidad o la irritación en el puente nasal

Campo de visión abierto



Diseño abierto que facilita llevar gafas, leer, ver la televisión y utilizar un ordenador o una tableta antes de quedarse dormido.

Especificaciones

Un diseño innovador

Comodidad y rendimiento: Evita la aparición de marcas rojas

Amplio campo de visión: Llevar gafas, leer o ver la televisión

Diseño que no cubre la nariz

Comodidad y rendimiento: Evita la aparición de marcas rojas

Especificaciones

Nivel de presión de sonido: 24,2 dBA

N.º de piezas: Cuatro

Material de la almohadilla: Goma de silicona líquida (LSR)

Material del arnés: Poliuretano, nailon-licra

Instrucciones de limpieza: mascarilla: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Limpieza: arnés, tubo: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Material de los clips del arnés/tubo:

Elastómero de poliéster termoplástico

Material de la característica de desmontaje rápido: Polioximetileno (acetálico)

Material del armazón/codo/conector giratorio: Policarbonato

Presiones de funcionamiento: 4 - 20 cmH2O

Finalidad de uso

Para pacientes <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Diseño

Exhalación silenciosa: Codo de rotación 360°

Correa coronal: Ajuste sencillo

Contraindicaciones:

Reflejo tusígeno deficiente: Esfínter esofágico inferior deficiente

Cirugía ocular reciente, ojos secos,: hernia hiatal, reflujo grave

Servicios

Garantía: 90-days

