

# PHILIPS

Mascarilla oronasal

Amara View

Pack individual

Almohadilla pequeña  
con arnés

HH1221



## Disfruta de las vistas

Gracias al innovador diseño que no cubre la nariz, Amara View ofrece un campo de visión abierto y evita las marcas rojas, la incomodidad o la irritación del puente nasal. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

### **Diseño innovador que no cubre la nariz**

- Comodidad y rendimiento

### **Campo de visión despejado que permite llevar gafas y leer**

- Amara View es la mascarilla más ligera y pequeña del mercado de mascarillas oronasales.

### **La opción más compacta y ligera**

- Ocupa menos superficie del rostro que cualquier otra máscara de las principales marcas del mercado.


## Destacados

### La opción más compacta y ligera



Amara View es más compacta\* y ligera\*\* que las mascarillas oronasales tradicionales, cubre menos superficie de la cara que las mascarillas equivalentes y no tiene almohadillas voluminosas ni monturas delante de los ojos. \* Prueba interna: datos en archivo  
 \*\* No se incluye el tubo de desmontaje rápido de Amara View

### Un diseño innovador



Evita la aparición de marcas rojas en la cara, la incomodidad o la irritación en el puente nasal

### Campo de visión abierto



Diseño abierto que facilita llevar gafas, leer, ver la televisión y utilizar un ordenador o una tableta antes de quedarse dormido.

## Especificaciones

### Servicios

Garantía: 90-days

### Diseño

Exhalación silenciosa: Codo de rotación 360°

### Design

Correa coronal: Ajuste sencillo

### Innovative design

**Comfort and performance:** Evita la aparición de marcas rojas

**Amplio campo de visión:** Llevar gafas, leer o ver la televisión

### Under-the-nose design

**Comodidad y rendimiento:** Evita la aparición de marcas rojas

### Especificaciones

**Nivel de presión de sonido:** 24,2 dBA

**N.º de piezas:** Cuatro

**Material de la almohadilla:** Goma de silicona líquida (LSR)

**Material del arnés:** Poliuretano, nailon-licra

**Instrucciones de limpieza: mascarilla:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Limpieza: arnés, tubo:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

**Material de los clips del arnés/tubo:**

Elastómero de poliéster termoplástico

**Material de la característica de desmontaje rápido:** Polioximetileno (acetálico)

**Frame/Elbow/Swivel material:** Policarbonato

**Presiones de funcionamiento:** 4 - 20 cmH2O

### Finalidad de uso

Para pacientes <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

### Contraindications:

**Reflejo tusígeno deficiente:** Esfínter esofágico inferior deficiente

**Cirugía ocular reciente, ojos secos,:** hernia hiatal, reflujo grave

