

PHILIPS

Helmask

Amara View

Enpack

Large-kudde

med huvudband

HH1223



Njut av utsikten

Amara View har en innovativ design som sitter under näsan. Det gör att du får ett öppet synfält och designen förhindrar röda märken, obehag och irritation på näsryggen

Innovativ design som sitter under näsan

- Komfort och hög prestanda

Öppet synfält så att du kan använda glasögon och läsa

- Bredaste synfältet bland alla ledande helmasker

Det minsta och lättaste alternativet

- Täcker mindre av patientens ansikte än alla andra ledande helmasker


Funktioner

Minsta och lättaste alternativet



Amara View är mindre* och lättare** än traditionella helmasker. Den har ingen klumpig kudde eller ram framför ögonen, och täcker mindre av patientens ansikte än liknande masker. *Interna tester: data på fil** Gäller Amara View exklusive slang med snabbkoppling.

Innovativ design



Förhindrar röda märken, obehag och irritation på näsryggen

Öppet synfält



Det är lätt att använda glasögon, läsa, titta på TV och använda en dator eller surfplatta innan patienten somnar.

Specifikationer

Innovativ design

Brett synfält: Använd glasögon, läs eller titta på TV

Under näsan-design

Komfort och hög prestanda: Förhindrar röda märken

Specifikationer

Ljudtrycksnivå: 24,2 dBA

Antal delar: Fyra

Kudde, material: Flytande silikongummi

Huvudbandsmaterial: Polyuretan, Nylon-Lycra

Rengöringsinstruktioner: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Fästen för huvudband/slang, material:

Termoplastisk polyesterelastomer

Snabbkoppling, material: Polyoximetylen (acetal)

Ram/knärör/svivel, material: Polykarbonat

Driftryck: 4–20 cmH₂O

Avsedd användning

För patienter <gt/>30 kg: with CPAP prescription

Design

Tyst utandning: 360 graders roterande knärör

Huvudband: Enkel justering

Kontraindikationer:

Nedsatt hostreflex: Försvagad övre magmun

Nyligen genomförd ögonoperation, torra ögon,; hiatusbräck, kraftig reflux

Service

Garanti: 90-days

