




PHILIPS

Full Face- magneetclips

DreamWear

Vervangend onderdeel Full Face
met 1 set magnetische klemmen



Product Picture

HH1132

Alsof u helemaal niets draagt.*

DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Magnetische klemmen

- De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

Gebruiksvriendelijk

- Magneetclips om de hoofdband te bevestigen

Kenmerken

Gebruiksvriendelijk



Het bevestigen van de hoofdband aan het frame gaat eenvoudig en snel met behulp van de magneetclips.

Magnetische klemmen



Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer informatie.

Specificaties

Waarschuwing: magnetische interferentie

Beware with pacemakers: Read IFU's before use.

Consumer Trade Item

GTIN: 606959414662

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85051990

Omdoos

GTIN: 20075020086970

Overig

GTIN: 50075020098257

Productgegevens

Garantie: 90 days

