

PHILIPS

Arnés

Wisp

Grande

HH1006



Arnés de acoplamiento sencillo para facilitar el ajuste


Tira elástica con soporte integrado para el tubo que se ajusta automáticamente para mayor comodidad. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño

- Ajuste cómodo y personalizado

Destacados

Fácil de ajustar



Correa superior autoajustable con conexión para soporte del tubo

Especificaciones

Servicio

Garantía: 90 días

Design

Comfort: Autoajustable

Specifications

Headgear material: UBL/espuma de uretano/nailon/lycra/nailon termoplástico

Cleaning: headgear, tubing: Lavar a mano con detergente suave, Enjuagar en profundidad, colgar para secar

