

# PHILIPS

## Pääremmit

### Wisp

#### Vakio

HH1005



## Pääremmien napsautuskiinnitys helpottaa säätämistä


Joustava päälakiremmi ja kiinteä letkunpidike. Itsesäätyvä remmiosa istuu luontevasti

#### **Muotoilu**

- Istuu yksilöllisen mukavasti

# Kohokohdat

## Helppo säätää



Itsesäätävä yläremmi, jossa on letkun pidikkeenä toimiva silmukka

# Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

### Pääremmin materiaali:

UBL/uretaanivaaho/nailon/elastaani/termoplastinen nailon

**Puhdistaminen: pääremmi, letku:** Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

## Muotoilu

**Mukavuus:** Itsesäätävä

## Huolto

**Takuu:** 90 päivää

