

PHILIPS

Näsmask för barn
med minimal kontakt

Wisp

Förpackning

Huvudband i barnstorlek
och 3 kuddar

HH1038



Unik design för unika patientbehov

En mask utformad för barn – från formen på ramen till kuddens form. Barn kan bekvämt bära masken under normala dagliga aktiviteter.

Design

- Ändrad form på kudden för att den ska passa ett barns ansikte och näsa
- För enklare maskjustering

Prestanda och komfort

- Mask särskilt utformad för barn

Barnvänligt mönster

- Roliga, barnvänliga mönster och mjuka tygmaterial

Fri sikt

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

Funktioner

Tyg med giraffmönster

Det lekfulla temat underlättar för barn att komma igång med behandlingen, och få dem att känna sig mer bekväma med masken.

Större frihet

Den smidiga designen på Wisp eliminerar behovet av vaddering i pannan, vilket gör att barn bekvämt kan bära masken under normala dagliga aktiviteter.

Innovativ Läckagekorrigering

Läckagekorrigeringsspaken gör det möjligt att justera masken utan att ta bort den eller väcka barnet.

Minimal kontakt, maximal komfort

Kudden, ramen och huvudbandet är utformade för att passa storleken och benstrukturen hos barnpatienter.

Mjuk och bekväm

Alla tre kuddstorlekarna passar i samma ram

Specifikationer

Specifikationer

Ljudtrycksnivå: 22,1 dBA

Antal delar: Fem

Kudde, material: Silikon

Huvudbandsmaterial:

UBL/polyuretanskum/nylon/spandex

Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer

Ram-material:

Nylon/Spandex/polyuretan/skum/polyester/akryl

Rengöringsinstruktioner: mask: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Knärör/swivel, material: Formlöst nylon

Drifttryck: 4–20 cmH₂O

Knäppen för huvudband, material: Formlöst nylon

Slangens överdrag: Nylon/spandex

Avsedd användning

patienter <gt/> 5 kg med CPAP,; bi-level-behandling eller icke-invasiv ventilationsbehandling

Design

Kompakt: Performance and comfort

Service

Garanti: 90-days

