

PHILIPS

Yliyönakku

DreamStation Go

Hoito ilman verkkovirtaa

Pienikokoinen

Kevyt, 696 g

HH1450



CPAP-hoito ilman verkkovirtaa

Matkustaminen paikkoihin, joissa CPAP-laitetta ei voi kytkeä yöksi verkkovirtaan, aiheuttaa monille uniapneapotilaille ongelmia hoidon suhteen. Heitä varten Philips kehitti DreamStation Go -yliyönakun.

Pienikokoinen ja kevyt

- Pienikokoinen ja kevyt

Kohokohdat

Pienikokoinen ja kevyt

Jos matkasi suuntautuu paikkaan, jossa verkkovirtaa ei ole saatavilla, voit varmistaa hoitosi DreamStation Go -laitteen yön yli kestäväällä akulla. DreamStation Go kesti 10 cm:n paineasetuksella käytössä keskimäärin 13 tuntia* Dreamstation Go -yliöönakulla. Huomautus: akun kestoon voivat vaikuttaa korkeammat CPAP-paineasetukset, maskin

liiallinen vuoto, korkeus merenpinnasta, lämpötila, USB-portista ladattavat laitteet ja muut tekijät. *PAP-laitteen käyttöajan testausolosuhteet: CPAP-tila, paine 10 cmH₂O, 12 mm:n letku, vuoto 37 LPM, 23 °C:n huoneenlämpötila, 503 m merenpinnan yläpuolella.

Tekniset tiedot

Paino: 696 g (1,53 lb)
Lähtöjännite: 18–24,6 VDC
Akkutekniikka: Litiumioni
Tulojännitealue: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 2,0–1,0 A
Lähtöteho: 50 W
Käyttöaika: > 8 tuntia
Vähimmäiskäyttöikä: 500 purku-varausjaksoa
Latausaika: <1/> 5 tuntia

Huolto

Takuu: 1 vuosi

Yhteensopivuus

PAP-järjestelmä: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

