

**PHILIPS**

**Knärör**

**DreamWear**

med swivel

HH1122



## Snabbkoppling med knärör på huvudets ovansida

Med snabbkopplingen med knärör kan användaren enkelt koppla loss masken från CPAP-slangen utan att ta av masken. Om sovställningen ändras under natten kan masken röra sig fritt med hjälp av den vridbara anslutningen.

### Lättanvänd

- Passar den runda öppningen på maskens ram

# Funktioner

# Specifikationer

## Komfort och hög prestanda



Knärörets utformning gör att slangen riktas över användarens huvud vilket minskar slitaget på masken. Innehåller en inbyggd utandningsport.

## Service

Garanti: 90-days

