

PHILIPS

IPL
hårfjerningssystem

Lumea

Kun til bruk på kroppen

15 minutter for å behandle
leggene

Levetid <gt/>100,000
lyspulseringer

SC2001/00



Hindre gjenvekst

IPL-hårfjerning: Gled deg over glatt hud hver dag

Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår alle steder på kroppen. Philips Lumea IPL bruker forsiktige lyspulser som tilføres regelmessig, for å holde huden silkemyk hver dag.

Langvarig glatt hud

- Effektiv uten problemer
- Gled deg over glatt hud hver dag

Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem
- Passende hår- og hudtyper

Skånsom og effektiv, selv på følsom hud

- Fem justerbare innstillinger for lysenergi
- Bruksområder

Maksimal frihet, svært enkelt

- Trådløs og praktisk
- Trenger ikke ekstradelere

Høydepunkter

Langvarig glatt hud



Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

Effektiv uten problemer



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som to behandlinger annenhver uke, med optimale, hårfrie resultater etter fire til fem behandlinger annenhver uke. Hvis du vil opprettholde resultatene, gjentar du behandlingen hver femte uke. Kliniske studier viser at resultatene opprettholdes best når behandlingen gjentas hver annen til fjerde uke. Men tiden mellom hver gang kan forlenges avhengig av gjenveksten av hår.

IPL-teknologi



Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle

skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 1500 frivillige.

Skånsom bruk



Philips Lumea har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

Trådløs og praktisk



Den unike og trådløse utformingen til Lumea passer perfekt til å behandle de områdene du vil, når du vil.

Trenger ikke ekstradeler



Philips Lumea er en komplett løsning som er klar til bruk med én gang. Og den trenger ikke ekstra lyskilder eller geleer.

Bruksområder



Du kan trygt bruke den til å fjerne hår på områder nedenfor halsen: ben, armhuler, bikinilinje, armer og mage.

Passende hår- og hudtyper



Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for veldig mørk hud.

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 100–240 V

Service

Garanti: 2 years global warranty

Technical specifications

Lampe med høy ytelse: Leverer <gt/> 50 000 lysglimt

Application areas

Områder på kroppen: Ben, Armer, Armhulene, Mage, Bikinilinje

Attachments

Tilbehør til kropp (3 cm2): For bruk nedenfor halsen

Items included

Bruerveiledning: Demonstrasjons-DVD, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok

Lader: Flerspenningslader

Lagring: Veske

Makt

Driftstid: Min. 150 lysglimt

Power

Ladetid: 90 min

Safety and adjustable settings

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til

hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Application time

Legg: 8 min

Armhule: 1 min

Bikininlinje: 1 min

Application mode

Trinn og lysglimt: For behandling på kurvede områder

Kan brukes med og uten ledning: Trådløs

