

PHILIPS

Näskudde och flap

TrueBlue

Medium Wide

HH1019



Blå gel som är tunn och lätt

TrueBlue-näskudde med flap finns i fem bekväma storlekar.

Design

- Blå gel

Funktioner

Komfort

Den blå gelen arbetar tillsammans med det tunna, formanpassade yttre silikonmembranet för att skapa en effektiv och självjusterande tätning.

Specifikationer

Specifikationer

Kudde, material: Polyuretangel och polyesterfilm

Flapmaterial: Silikon

Design

Självjusterande: Automatisk tätningsteknik

Service

Garanti: 90-days

