

# PHILIPS

## CPAP-litiumbatteri

Kit

med enhetskabel och adapterar  
väska

HH1433



## Utformad för sinnesro

### Avbrottsfri strömförsörjning

Skapad för att ge avbrottsfri strömförsörjning till DreamStation och System One-sömnbehandlingsenheter.

#### **Praktiskt på resan**

- Enkel och lätt att bära med sig. Bara 1,02 kg.
- Kompakt och lätt

#### **Utformad för trygghet och sinnesro**

- Inbyggd avbrottsfri strömförsörjning (UPS)

#### **Fortsätt med behandlingen på resan**

- Lång batterilivslängd

# Funktioner

## Praktiskt på resan



Enkel att bära med sig, perfekt för camping och resor. Batteriet ansluts till strömförsörjningen på Philips sömnbehandlingsenhet så att antalet sladdar som behövs för resor minskas. Dessutom uppfyller batteriet FAA-kraven för flygresor.

## Lugn och ro



UPS-enheten bidrar till att minska avbrott i behandlingen. Genom att ha batteriet konstant anslutet till strömförsörjningen på patientens Philips Respironics sömnbehandlingsenhet hålls enheten laddad och klar för resor, och UPS-skyddad.

## Kompakt och lätt

Passar bekvämt i väskan.

## Ta hand om behandlingen på resan

Batteriet ger mer än 14 timmars batteritid för PAP-enheter. PAP-testvillkor: CPAP-läge, tryck 10 cm H<sub>2</sub>O, ingen uppvärmd luftbefuktning eller uppvärmd slang.

# Specifikationer

## Mått

Höjd: 13,33

Bredd: 3,17

Djup: 22,86 cm

## Effekt

**Ger ström:** Kompatibel med DreamStation

**Kompatibel med:** System One 50-serien och 60-serien

## Vikt och mått

Vikt: 1,02

## Service

Garanti: 90-days

