

PHILIPS

Almohadilla nasal

Wisp

Extragrande

HH1025



Suave y cómoda para lograr un sueño reparador

El diseño patentado con almohadilla para la nariz incorpora la tecnología de válvula de sellado automático. Proporciona un mínimo contacto con un sellado excepcional. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño

- Menor irritación de los orificios nasales

Destacados

Suave y cómoda



Los tres tamaños de almohadilla se ajustan a la misma estructura

Especificaciones

Especificaciones

Material de la almohadilla:
Silicona/policarbonato

Diseño

Tamaño: Extragrande

Servicios

Garantía: 90 días

