

PHILIPS

Cuscinetto

Wisp

Small/Medium

HH1003



Morbido e confortevole, per una notte di sonno ristoratore

Il design brevettato del cuscinetto per la punta del naso si caratterizza per la scanalatura autosigillante. Pur permettendo un contatto minimo, garantisce una tenuta eccezionale

Design

- Meno irritazioni a livello delle narici

In evidenza

Morbido e confortevole



Tutte le tre misure di cuscinetto disponibili sono adatte alla stessa struttura di sostegno

Specifiche

Specifiche

Materiale del cuscinetto:
Silicone/Polycarbonato

Design

Misura: Small/Medium

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

