

PHILIPS

Huvudband

Wisp

Reducerad storlek

HH1026



Enkel klickjustering av huvudbandet

Elastiskt huvudband med integrerad slanghållare. Självjustering ger en naturligare passform.

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Design

- Personanpassad och bekväm passform

Funktioner

Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

Enkel att justera



Självjusterande övre rem med slanghanteringsögla

Specifikationer

Varning: magnetiska störningar

Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

Service

Garanti: 90 dagar

Design

Komfort: Självjusterande

Specifications

Huvudbandsmaterial: Termoplastisk

UBL/uretanskum/nylon/lycra/nylon

Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

