

PHILIPS

Pääremmit

TrueBlue

Pieni koko

HH1015



TrueBlue-remmiosa on yhtenäinen ja säädettävä

TrueBlue on suunniteltu tarjoamaan entistä parempaa mukavuutta, vakautta ja liikkumisen vapautta mahdollisimman vähillä säädöillä.

Muotoilu

- Lisää vakautta

Kohokohdat

Säädettävät remmit

Remmiosassa on säädettävät pääremmit, jotka yhdistyvät takakappaleeksi. Lisäksi yhtenäiseen remmiosaan kuuluu vakautta lisäävä päälakiremmi

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pääremmin materiaali:

UBL/uretaanivaaho/nailon ja elastaani

Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Muotoilu

Vakaus: Takakappale ja päälakiremmi

Huolto

Takuu: 90 päivää

