

PHILIPS

Struttura di sostegno

Nuance Pro

Gel

HH1108



L'alternativa per dormire meglio

La struttura di sostegno con imbottitura in gel migliora la stabilità durante la notte. La struttura di sostegno con imbottitura in gel con le bretelle di fissaggio antiscivolo mantiene la maschera in posizione e riduce la necessità di regolarla più volte.

Diverse strutture di sostegno, meno arrossamenti cutanei

- Riduce la necessità di più regolazioni

In evidenza

Struttura di sostegno con imbottitura in gel

Nuance è un prodotto progettato per fornire una sensazione di maggiore comfort e praticità.

Specifiche

Specifiche

Materiale della struttura di sostegno:

Elastomero poliestere termoplastico

Materiale dell'imbottitura della struttura di sostegno: Gel di uretano

Design

Diverse strutture di sostegno disponibili:

Struttura di sostegno con imbottitura in gel

Stabilità: Riduce la necessità di più regolazioni

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

