

# PHILIPS

Clip per bretelle di  
fissaggio

TrueBlue

2 per confezione

HH1022



Le clip scattano in posizione con un solo clic.

Le clip a gancio incluse facilitano la rimozione della maschera e il suo fissaggio nella stessa posizione

**Design**

- Clip a gancio

## In evidenza

### Applicazione

Clip per le bretelle di fissaggio della maschera per CPAP nasale in gel TrueBlue. Le clip scattano in posizione con un clic. Ruotare la clip a gancio per staccarla.

## Specifiche

### Specifiche

**Materiale delle clip per bretelle di fissaggio:**  
Elastomero, termoplastico di poliestere

### Design

**Facilità d'utilizzo:** Blocco in posizione

### Assistenza

**Garanzia:** 90 giorni

