

PHILIPS



Nasenmaske

DreamWear

Standard-Maskenrahmen und 4 Kissen

Bewegungsfreiheit und freie Sicht



HH1111

Als wäre sie gar nicht da.

DreamWear Nasenmaske - für ein ganz natürliches Schlafgefühl.

Das innovative Design* von DreamWear bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. So können Sie jede beliebige Schlafposition einnehmen.

Bewegungsfreiheit

- Für ein ganz natürliches Schlafgefühl
- Weicher, flexibler Maskenrahmen
- Das innovative Maskendesign ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit bei der Schlaftherapie.
- Mehr Komfort mit DreamWear

Innovatives Design

- Stabilität die ganze Nacht lang

Keine Druckstellen auf dem Nasenrücken

- Maskenkissen unter der Nase

Freies Sichtfeld

- Schlauchanschluss oben auf dem Kopf
- Lesen oder Fernsehen ohne Einschränkung

Besonderheiten

Maskenkissen unter der Nase



Das Maskenkissen liegt angenehm unter der Nase an, so dass keine Druckstellen auf dem Nasenrücken entstehen und unangenehme Hautreizungen an den Nasenlöchern verhindert werden.

Ein ganz natürliches Schlafgefühl

DreamWear vereint die Vorteile von Minimalkontaktmasken und Nasenmasken, bietet hohen Komfort und kann zu einer erfolgreichen Schlaftherapie beitragen.

Schlauchanschluss oben auf dem Kopf



Die ausgeatmete Luft wird nicht direkt an der Nase abgeleitet, sondern oben auf dem Kopf. Diese Schlauchposition erlaubt eine größere

Bewegungsfreiheit beim Schlafen. Benutzer berichten, dass sie dank DreamWear nicht mehr gezwungen sind, in einer bestimmten Position zu schlafen, sondern eine größere Bewegungsfreiheit besitzen.*

Lesen oder Fernsehen

Dank des offenen Designs bietet DreamWear ein äußerst großes Sichtfeld, so dass Sie im Bett vor dem Schlafengehen problemlos eine Brille tragen und lesen, fernsehen oder ein Tablet verwenden können.

Weicher, flexibler Maskenrahmen

Das flexible Material, durch das die Luft strömt, liegt sanft auf der Haut, so dass Druckstellen vermieden und ein komfortabler Sitz erzielt werden.

Innovatives Maskendesign

Das innovative Design* von DreamWear verhindert Abdrücke auf dem Nasenrücken sowie Hautreizungen der Nasenlöcher und ermöglicht dem Anwender ein offenes Sichtfeld und mehr Bewegungsfreiheit dank des Schlauchanschlusses oben auf dem Kopf.

Mehr Komfort mit DreamWear

Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu ihrer bisher verschriebenen Maske, da sie kaum zu spüren ist.

Daten

Innovatives Design

Komfort und Leistung: Weniger Hautreizungen

Bewegungsfreiheit

Ungehindertes Sichtfeld: Individuelle Schlafposition

Technische Daten

Betriebsdruck: 4 bis 20 cmH₂O

Schalldruckpegel: 18 dBA

Anzahl der Teile: Fünf

Material des Kopfbands:

Polyurethanschaumstoff/Nylon/Elastan

Material des Maskenrahmens: Polycarbonat

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Material von

Maskenrahmen/Kniestück/Schnellverschluss:

Polycarbonat

Material der Stoffhüllen: Polyester/Elastan

Verwendungszweck

Für Patienten <gt/> 30 kg: mit verordnetem CPAP

Bedienung

Gewährleistung: 90 Tage



* Quelle: Philips Benutzerumfrage 2015

* Die Kosten für DreamWear sind privat zu tragen und werden in der Regel nicht von gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

* Der Lieferumfang umfasst einen Standard-Maskenrahmen (Größe M) und vier Maskenkissen für alle Größen (S, M, MW, L). Das Schlaftherapiegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.